

Anti-Slc4A4 / Nbc 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q9Y6R1

품목 번호: CM0029673



소개

인간 SLC4A4/NBC(전기생성성 나트륨 중탄산 수송체 1)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 이온 수송 및 pH 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SLC4A4 / NBC Rabbit pAb
비고/별칭	KNBC; NBC1; NBC2; pNBC; HNBC1; NBCe1; hhNMC; kNBC1; SLC4A5; NBCe1-A; SLC4A4 / NBC
종	인간(Human)
GeneID (인간)	8671
GeneID	8671
면역원	인간 SLC4A4 / NBC (NP_001091954.1)의 아미노산 978-1078 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9Y6R1
단백질 분자량	121kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)