

Anti-Slc4A5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9By07

품목 번호: CM0016357

소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 SLC4A5 토끼 다클로날 항체입니다. 수송 연구를 위해 인간, 마우스, 쥐의 전기생성성 나트륨 중탄산 수송체 4 (NBCe2)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC4A5 Rabbit pAb
비고/별칭	NBC4; NBCe2; SLC4A5
종	Human
유전자 ID (인간)	57835
면역원	인간 SLC4A5 (NP_597812.1)의 아미노산 1042-1121에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9BY07
단백질 분자량	126kDa
배송	아이스 팩