


Wb용 Anti-Slc4A7 폴리클로날 항체 - Q9Y6M7

품목 번호: CM0016002



소개

CamelBio의 SLC4A7 토끼 폴리클로날 항체(WB, ELISA)는 인간 및 마우스 SLC4A7를 검출합니다. 연구에서 나트륨 중탄산 수송체 및 pH 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC4A7 Rabbit pAb
비고/별칭	NBC2; NBC3; SBC2; NBCN1; SLC4A6; SLC4A7
종	Human
유전자 ID (인간)	9497
유전자 ID	9497
면역원	재조합 단백질; 인간 SLC4A7 (NP_003606.3)의 아미노산 1151-1214에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9Y6M7
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스 팩