

Anti-Slc4A8 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q2Y0W8

품목 번호: CM0018716



소개

인간 SLC4A8을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. pH 조절 및 이온 수송 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC4A8 Rabbit pAb
비고/별칭	NBC3, NDCBE, SLC4A8
종	인간
유전자 ID (인간)	9498
면역원	인간 SLC4A8 (NP_001035049.1)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯(WB), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q2Y0W8
단백질 분자량	123kDa
배송	아이스백