

Anti-Slc5A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P13866

품목 번호: CM0014893



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 SLC5A1 토끼 다클로날 항체로, 인간 샘플에 특이적으로 반응합니다. 장내 포도당 흡수 및 생식 생물학에서 나트륨/포도당 공동수송체 1을 조사하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SLC5A1 Rabbit pAb
비고/별칭	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675; SLC5A1
종	인간(Human)
GeneID	6523
면역원	인간 SLC5A1 (NP_000334.1)의 아미노산 400-500 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P13866
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백(Ice bag)