

Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Slc5A2 토끼 다클론 항체 - P31639

품목 번호: CM0022832



소개

인간 SLC5A2(SGLT2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF, IHC 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 계산된 분자량은 73 kDa이며 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 수준을 검출합니다.

자세히 알아보기

파라미터	설명
제품명	SLC5A2 토끼 pAb
비고/별칭	SGLT2; SLC5A2
종	인간
GeneID (인간)	6524
GeneID	6524
면역원	제조합 단백질 인간 SLC5A2(NP_003032.1)의 아미노산 564-624에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31639
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스팩