

Wb, Elisa용 Anti-Slc5A3 폴리클로날 항체 - P53794

품목 번호: CM0019021

소개

SLC5A3에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마(Mouse), 쥐(Rat)와 반응합니다. 나트륨/미오-이노시톨 공동수송, 삼투압 스트레스 및 이온 채널 조절 연구에 적합합니다. 예상 분자량은 80kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC5A3 Rabbit pAb
비고/별칭	BCW2; SMIT; SMIT1; SMIT2; SLC5A3
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	6526
면역원(Immunogen)	인간 SLC5A3 (NP_008864.4)의 아미노산 535-695에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P53794
단백질 분자량	80kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)