


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Slc5A7 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Gzv3

품목 번호: CM0028400



소개

WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 고친화성 콜린 수송체 SLC5A7 (CHT1) 토끼 폴리클론항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플에 적합합니다. 콜린성 뉴런 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC5A7 Rabbit pAb
비고/별칭	CHT; CHT1; CMS20; HMN7A; DHMNVP; SLC5A7
종	인간
GeneID (Human)	60482
GeneID	60482
면역원	인간 SLC5A7 (NP_068587.1)의 아미노산 503-580에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9GZV3
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백