

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc5A9 토끼 다클로날 항체 - Q2M3M2

품목 번호: CM0023368

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-SLC5A9 토끼 다클로날 항체입니다. 만노스 수송에 관여하는 나트륨/포도당 공동수송체인 인간 및 마우스 SLC5A9/SGLT4 (74 kDa)와 반응합니다. 이온 수송 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC5A9 Rabbit pAb
비고/별칭	SGLT4; SLC5A9
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	200010
GeneID	200010
면역원(Immunogen)	인간 SLC5A9 (NP_001011547.2)의 아미노산 230-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q2M3M2
단백질 분자량	74kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)