


Wb, Elisa용 Anti-Slc6A1 폴리클로날 항체 - P30531

품목 번호: CM0018037



소개

인간 SLC6A1 (GAT1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 아미노산 500-599 내의 합성 펩타이드를 면역원으로 제작되었습니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 신경과학 및 GABA 수송체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC6A1 Rabbit pAb
비고/별칭	MAE; GAT1; GABATR; hGAT-1; GABATHG; SLC6A1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6529
면역원	합성 펩타이드 인간 SLC6A1 (NP_003033.3)의 아미노산 500-599 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P30531
단백질 크기	67kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)