

Wb, Elisa용 Anti-Slc6A14 폴리클로날 항체 - Q9Un76

품목 번호: CM0015329

소개

인간 SLC6A14에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 표적은 나트륨 및 염화물 의존성 중성 및 염기성 아미노산 수송체 B(0+)입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC6A14 Rabbit pAb
비고/별칭	BMIQ11; SLC6A14
종	Human
유전자 ID (인간)	11254
유전자 ID	11254
면역원	인간 SLC6A14 (NP_009162.1)의 아미노산 131-234에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9UN76
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백