

Wb 및 Elisa용 항인간 Slc6A2(노르에피네프린 수송체) 토끼 다클론 항체 - P23975

품목 번호: CM0012951



소개

웨스턴 블로팅과 ELISA에서 검증된 인간 SLC6A2(노르에피네프린 수송체, NET)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 재조합 면역원을 사용했으며 신경과학 연구 및 수송체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLC6A2 토끼 pAb
비고/별칭	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
종	인간
유전자 ID (인간)	6530
유전자 ID	6530
면역원	인간 SLC6A2 (NP_478066.3)의 아미노산 30-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23975
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백