

Wb, Elisa용 Anti-Slc6A2 토끼 단일클론 항체 - P23975

품목 번호: CM0006615



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 인간 SLC6A2(NET, 노르에피네프린 수송체)를 표적으로 하는 고특이성 토끼 단일클론 항체입니다. 신경전달물질 재흡수 연구 및 교감신경계 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	SLC6A2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
종	인간
GeneID(인간)	6530
면역원	인간 SLC6A2(NP_001034.1)의 아미노산 1~70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P23975
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩