

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc6A5 (Glyt2) 다클론 항체 - Q9Y345

품목 번호: CM0012891

소개

사람 SLC6A5 글리신 수송체 2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 사람, 마우스 및 랫드 샘플에서 내인성 GlyT2를 검출합니다. 신경과학 및 수송체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC6A5 토끼 pAb
비고/별칭	NET1, GLYT2, HKPX3, GLYT-2, SLC6A5
표적 종	사람
GeneID	9152 (사람)
면역원	사람 SLC6A5의 아미노산 1-200을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_004202.3)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y345
단백질 분자량	87 kDa
배송	아이스팩