


Wb 및 Elisa용 Anti-Slc6A6 다클론 항체 - P31641

품목 번호: CM0013928



소개

인간 SLC6A6(타우린 수송체, TauT)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트에 대한 교차 반응성과 함께 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 타우린 수송, 항노화 기전 및 미토콘드리아 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC6A6 Rabbit pAb
비고/별칭	TAUT; HTRDC; SLC6A6
종	인간
유전자 ID(인간)	6533
유전자 ID	6533
면역원	인간 SLC6A6(NP_001127839.2)의 아미노산 250-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P31641
단백질 분자량	70kDa
배송	얼음팩