

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc6A8 토끼 다클론 항체 - P48029

품목 번호: CM0022954



소개

사람 SLC6A8(크레아틴 수송체)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. 뇌와 근육의 크레아틴 수송 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC6A8 토끼 pAb
비고/별칭	CRT; CT1; CRT1; CRTR; CTR5; CCDS1; CRT-1; SLC6A8
종	사람
GeneID (사람)	6535
GeneID	6535
면역원	사람 SLC6A8(NP_005620.1)의 아미노산 539~635번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P48029
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩