

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc6A9 폴리클론 항체 - P48067

품목 번호: CM0019464



소개

인간 SLC6A9 글라이신 수송체(GLYT1)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 예측 분자량: 78 kDa. 신경과학 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SLC6A9 Rabbit pAb
비고/별칭	GLYT1; GCENSG; SLC6A9
종	인간
유전자 ID (인간)	6536
유전자 ID	6536
면역원	인간 SLC6A9의 아미노산 1-110 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_964012.2)
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48067
단백질 무게	78kDa
배송	아이스백