

Anti-Slc7A11/Xct [Kd 검증됨] Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - Q9Upy5

품목 번호: CM0008179



소개

SLC7A11/xCT (시스틴/글루타메이트 수송체)를 표적으로 하는 검증된 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며 인간, 마우스, 래트에 반응성을 보입니다. 재조합 단백질 면역원입니다. 55 kDa. 페로프토시스 및 산화환원 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KD 검증됨] SLC7A11/xCT Rabbit mAb
비고/별칭	xCT; CCBRI; SLC7A11/xCT
종	인간
GeneID	23657
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UPY5
단백질 무게	55 kDa
배송	아이스백