

Wb 및 Elisa용 Anti-Slc7A11/Xct 토끼 다클로날 항체 - Q9Upy5

품목 번호: CM0012833



소개

인간 SLC7A11/xCT에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 비접합, 55 kDa. 산화 스트레스, 페로프토시스 및 아미노산 수송 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SLC7A11/xCT Rabbit pAb
비고/별칭	xCT; CCBRI; SLC7A11/xCT
종	인간(Human)
GeneID (인간)	23657
GeneID	23657
면역원	합성 펩타이드 인간 SLC7A11/xCT (NP_055146.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UPY5
단백질 분자량	55 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)