

Anti-Slc8A2 (Ncx2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Upr5

품목 번호: CM0014580

소개

인간 SLC8A2(NCX2)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 신경세포 Ca2+ 항상성, 시냅스 가소성 및 요증 이온 배설의 주요 조절자인 나트륨/칼슘 교환체 2를 표적함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SLC8A2 Rabbit pAb
비고/별칭	NCX2; SLC8A2
종	인간
GeneID (Human)	6543
GeneID	6543
면역원	인간 SLC8A2 (NP_055878.1)의 아미노산 360-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UPR5
단백질 분자량	100kDa
배송	아이스백