

Wb, Elisa용 Anti-Slc9A3R1 토끼 다클론 항체 - O14745

품목 번호: CM0013648



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-SLC9A3R1 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스 및 랫드의 NHERF1/EBP50 스캐폴드 단백질을 표적으로 합니다. 이온 수송, Wnt 신호전달 및 막-세포골격 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC9A3R1 토끼 pAb
비고/별칭	EBP50; NHERF; NHE-RF; NHERF-1; NPHLOP2; SLC9A3R1
종	인간
유전자 ID (인간)	9368
면역원	인간 SLC9A3R1(NP_004243.1)의 아미노산 189-358에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O14745
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백