

Wb, Elisa용 Anti-Slc9A3R2 다클론 항체 - Q15599

품목 번호: CM0021505



소개

WB 및 ELISA 검증이 완료된 SLC9A3R2(NHERF2) 표적 토끼 다클론 항체입니다. 이 스캐폴드 단백질은 세포막 단백질을 액틴 세포골격에 연결하고 세포 표면 발현을 조절합니다. 세포 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLC9A3R2 토끼 pAb
비고/별칭	SIP1; OCTS2; SIP-1; TKA-1; E3KARP; NHE3RF2; NHERF-2; SLC9A3R2
종	인간
유전자 ID(인간)	9351
유전자 ID	9351
면역원	인간 SLC9A3R2(NP_001123484)의 아미노산 180~300번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15599
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩