

Wb 및 Elisa용 항-Slc9A6 토끼 다클론 항체 - Q92581

품목 번호: CM0027447

소개

WB 및 ELISA용 SLC9A6 토끼 다클론 항체로, 마우스와 교차반응합니다. 엔도솜 pH 조절 및 신경 발달에 관여하는 나트륨/수소 교환체 6을 검출합니다. 신경과학 및 이온 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | SLC9A6 토끼 pAb                                                      |
| 비고/별칭      | MRSA; NHE6; MRXSCH; SLC9A6                                         |
| 종          | 인간                                                                 |
| 유전자ID (인간) | 10479                                                              |
| 유전자ID      | 10479                                                              |
| 면역원        | 인간 SLC9A6 (NP_001036002.1)의 아미노산 542-701에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원        | 토끼                                                                 |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                             |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                          |
| 교차 반응성     | 마우스                                                                |
| SWISS      | Q92581                                                             |
| 단백질 분자량    | 78kDa                                                              |
| 배송 방법      | 아이스팩                                                               |