

Wb, Elisa용 항-Slco1A2 다클론 항체 - P46721

품목 번호: CM0028617

소개

인간 SLCO1A2(OATP1A2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 래트와 교차 반응성이 있습니다. 유기 음이온 수송, 약물 흡수 및 담즙산 항상성 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLCO1A2 토끼 pAb
비고/별칭	OATP; OATP-A; OATP1A2; SLC21A3; SLCO1A2
종	인간
유전자 ID (인간)	6579
유전자 ID	6579
면역원	인간 SLCO1A2 (NP_066580.1)의 아미노산 400-500 범위 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	래트
SWISS	P46721
단백질 분자량	74kDa
배송 방식	아이스백