


Wb, Elisa용 항Slco1B1 다클론 항체 - Q9Y6L6

품목 번호: CM0024583



소개

SLCO1B1 토끼 pAb, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간 SLCO1B1(OATP-C)을 검출하고 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 가집니다. 이 76 kDa 수송체 항체로 간 유기음이온 수송 및 스타틴 약리학을 연구해보세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	SLCO1B1 토끼 pAb
비고/별칭	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
종	인간
GeneID (인간)	10599
GeneID	10599
면역원	인간 SLCO1B1(NP_006437.3)의 아미노산 597-691에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9Y6L6
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스 팩