

Wb/Elisa용 항-Slco2B1 토끼 다클론 항체 - O94956

품목 번호: CM0014529

소개

인간 SLCO2B1(OATPB/OATP2B1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스에서 약 77kDa 유기 음이온 수송체를 검출하며; 스테로이드/약물 수송 및 간/태반 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLCO2B1 토끼 pAb
비고/별칭	OATPB; OATP-B; OATP2B1; SLC21A9; SLCO2B1
종	인간
GeneID (인간)	11309
GeneID	11309
면역원	인간 SLCO2B1 (NP_009187.1)의 아미노산 130-210에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O94956
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스 팩