

Wb, Elisa용 항-Slco3A1 토끼 다클론 항체 - Q9Uig8

품목 번호: CM0016075

소개

CamelBio의 SLCO3A1 토끼 다클론 항체(OATP-D, OATP3A1)는 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 생쥐 및 랫드 SLCO3A1을 검출합니다. 유기 음이온 수송체 연구 및 조직 분포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLCO3A1 토끼 pAb
비고/별칭	OATPD; OATP-D; OATP3A1; OATPRP3; OATP-RP3; SLC21A11; SLCO3A1
종	사람
GeneID (사람)	28232
GeneID	28232
면역원	제조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 랫드
SWISS	Q9UIG8
단백질 분자량	77kDa
배송	아이스백