

Wb, Elisa용 Slco6A1 폴리클로날 항체 - Q86Ug4

품목 번호: CM0015746

소개

인간 SLCO6A1 (OATP6A1, CT48)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트를 검출합니다. 암/고환 항원 및 유기 음이온 수송체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLCO6A1 Rabbit pAb
비고/별칭	GST; CT48; OATPY; OATP-I; OATP6A1; SLCO6A1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	133482
면역원(Immunogen)	인간 SLCO6A1 (NP_775757.3)의 아미노산 480-580에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q86UG4
단백질 분자량(Protein Weight)	79kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)