

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Slfn11 Rabbit Monoclonal Antibody - Q7Z7L1

품목 번호: CM0006498



소개

WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 SLFN11 토끼 단일클론 항체. DNA 손상, 항바이러스 및 복제 스트레스 연구를 위한 인간 SLFN11 (103 kDa)을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLFN11 Rabbit mAb
비고/별칭	SLFN8/9
종	인간
유전자 ID (인간)	91607
유전자 ID	91607
면역원	인간 SLFN11 (NP_689483.3)의 아미노산 132-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q7Z7L1
단백질 무게	103 kDa
배송	아이스백