


Wb, Elisa용 Anti-Slfn11 토끼 다클론 항체 - Q7Z7L1

품목 번호: CM0020936



소개

인간 샘플에서 WB 및 ELISA용으로 검증된 SLFN11 토끼 다클론 항체입니다. DNA 복제 억제 인자이자 항바이러스 제한 인자인 인간 SLFN11을 표적으로 합니다. DNA 손상 및 항바이러스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SLFN11 토끼 pAb
비고/별칭	SLFN8/9; SLFN11
종	인간
GeneID (인간)	91607
GeneID	91607
면역원	인간 SLFN11(NP_689483.3)의 아미노산 132-328에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q7Z7L1
단백질 분자량	103kDa
배송	얼음팩