


Wb 및 Elisa용 항Slfn12 토끼 다클론 항체 - Q8Iym2

품목 번호: CM0019689



소개

인간 SLFN12에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 에스트로겐 유도 세포사멸, rRNA 분해 및 세포 분화 경로 연구에 이상적입니다. SWISS: Q8IYM2.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLFN12 토끼 pAb
비고/별칭	SLFN3; SLFN12
종	인간
유전자 ID (인간)	55106
유전자 ID	55106
면역원	인간 SLFN12 (NP_001275938.1)의 아미노산 320-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IYM2
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백