


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Slirp 토끼 다클로날 항체 - Q9Gzt3

품목 번호: CM0018519



소개

인간 미토콘드리아 RNA 결합 단백질이자 핵 수용체 코리프레서인 인간 SLIRP에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. SRA 매개 전사 조절 및 미토콘드리아 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLIRP Rabbit pAb
비고/별칭	DC50; PD04872; C14orf156; SLIRP
종	인간(Human)
GeneID (인간)	81892
GeneID	81892
면역원	인간 SLIRP (NP_112487.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9GZT3
단백질 분자량	12kDa
배송	아이스백