

Anti-Slit1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O75093

품목 번호: CM0022520

소개

WB 및 ELISA에 검증된 SLIT1 Rabbit Polyclonal Antibody (O75093). 신경 발달에 관여하는 분비성 유도 신호인 인간 SLIT1을 인식합니다. 신경과학 연구 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                                        |
| 제품명         | SLIT1 Rabbit pAb                                                         |
| 비고/별칭       | MEGF4; SLIL1; SLIT3; SLIT-1; SLIT1                                       |
| 종           | 인간(Human)                                                                |
| GeneID (인간) | 6585                                                                     |
| GeneID      | 6585                                                                     |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 SLIT1 (NP_003052.2)의 아미노산 1315-1534에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                               |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                          |
| 응용          | WB, ELISA                                                                |
| 교차 반응성      | 인간(Human)                                                                |
| SWISS       | O75093                                                                   |
| 단백질 분자량     | 168kDa                                                                   |
| 배송          | 아이스팩                                                                     |