

Wb, Elisa용 Anti-Slitrk6 폴리클론항체 - Q9H5Y7

품목 번호: CM0026480

소개

SLITRK6 토끼 폴리클론항체는 WB 및 ELISA 응용에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트의 SLITRK6을 인식하며, 이는 청각 및 시각과 관련된 신경돌기 성장 조절자입니다. 신경학 및 감각 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SLITRK6 토끼 pAb
비고/별칭	DFNMYP; SLITRK6
종	인간
GeneID (인간)	84189
GeneID	84189
면역원	재조합 단백질 인간 SLITRK6 (NP_115605.2)의 아미노산 621-816에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9H5Y7
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백