

Anti-Slmap Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14Bn4

품목 번호: CM0022018



소개

인간 SLMAP 단백질에 대한 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. Hippo 신호전달 및 세포 성장 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLMAP Rabbit pAb
비고/별칭	SLAP; SLMAP
종	인간
유전자 ID (인간)	7871
면역원	인간 SLMAP (NP_009090.2)의 아미노산 540-790에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14BN4
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백