


Anti-Slpi Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P03973

품목 번호: CM0024384



소개

WB, ELISA에 대해 검증된 SLPI 토끼 폴리클로날항체.
사람, 쥐, 래트에서 항백혈구프로테아제를 검출;
선천면역의 14 kDa 프로테아제 억제제. IVD 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SLPI Rabbit pAb
비고/별칭	ALP; MPI; ALK1; BLPI; HUSI; WAP4; WFDC4; HUSI-I; SLPI
종	사람
GeneID (사람)	6590
GeneID	6590
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 래트
SWISS	P03973
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백