

Wb 및 Elisa용 항슬러그 다클론 항체 - O43623

품목 번호: CM0015127

소개

슬러그 토끼 pAb는 재조합 인간 슬러그(aa1-150)를 대상으로 생산된 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간과 마우스에 반응합니다. EMT, 신경능 발생 및 암 전이 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	슬러그 토끼 pAb
비고/별칭	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAIL2; Slug
종	인간
GeneID (인간)	6591
GeneID	6591
면역원	인간 슬러그(NP_003059.1)의 아미노산 1-150번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43623
단백질 분자량	30kDa
배송 방식	아이스 팩