

Wb 및 Elisa용 Anti-Slug 토끼 단일클론 항체 - O43623

품목 번호: CM0010862

소개

WB 및 ELISA용 인간 Slug(SNAI2)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. EMT, 신경능 발달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Slug 토끼 mAb
비고/별칭	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAI2
종	인간
GeneID(인간)	6591
GeneID	6591
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O43623
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백