

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Slug 토끼 다클론 항체 - O43623

품목 번호: CM0018297

소개

WB, IHC-P, ELISA 검증 완료된 Anti-Slug 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 쥐의 Slug/SNAI2 검출. EMT 및 암 연구에 이상적 - O43623

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Slug 토끼 pAb
비고/별칭	SLUG; WS2D; SLUGH; SLUGH1; SNAIL2; Slug
종	인간
유전자 ID (인간)	6591
유전자 ID	6591
면역원	인간 Slug 아미노산 21-120 서열에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_003059.1)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O43623
단백질 무게	30kDa
배송	아이스팩