


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Smac/Diablo 다클론 항체 - Q9Nr28

품목 번호: CM0018948



소개

인간 Smac/Diablo(SMAC; DFNA64)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포사멸 및 IAP 상호작용 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Smac/Diablo 토끼 pAb
비고/별칭	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
종	인간
유전자ID (인간)	56616
유전자ID	56616
면역원	인간 Smac/Diablo(NP_063940.1)의 아미노산 56-239에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NR28
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백