


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Smad1 단클론 항체 - Q15797

품목 번호: CM0003193



소개

Smad1에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스 Smad1을 인식하며 BMP/TGF- β 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] Smad1 토끼 mAb
비고/별칭	BSP1, JV41, BSP-1, JV4-1, MADH1, MADR1, d1
종	인간
GeneID (인간)	4086
GeneID	4086
면역원	인간 Smad1 (NP_005891.1)의 아미노산 20-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15797
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스백