


Wb, If/Icc, Elisa용 Ko 검증 Anti-Smad1 단일클론 항체 - Q15797

품목 번호: CM0007686



소개

인간 Smad1에 대해 녹아웃(KO)으로 검증된 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC) 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스 종의 Smad1을 검출합니다. Smad1은 배아 발달과 세포 분화에 관여하는 BMP 신호전달 경로에서 중요한 전사 조절자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] Smad1 토끼 mAb
비고/별칭	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
종	인간
GeneID (인간)	4086
GeneID	4086
면역원	재조합 단백질 인간 Smad1의 아미노산 160-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001003688.1).
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15797
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩