


Wb, Elisa용 Anti-Smad1 다클론 항체 - Q15797

품목 번호: CM0018307



소개

인간 Smad1(aa 20-240)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. BMP 신호전달 및 발생생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Smad1 토끼 pAb
비고/별칭	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Smad1
종	인간
GeneID (인간)	4086
GeneID	4086
면역원	인간 Smad1(NP_001003688.1)의 아미노산 20-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15797
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩