


Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 항-Smad1 토끼 단클론 항체 (Ko 검증됨) - Q15797

품목 번호: CM0006807



소개

인간 Smad1(Q15797)을 표적으로 하는 KO 검증된 토끼 단클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에 적합하며 인간과 마우스와 교차 반응합니다. BMP 신호 연구, 발생 생물학 및 조직 항상성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] Smad1 토끼 mAb
비고/별칭	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
종	인간
유전자 ID (인간)	4086
유전자 ID	4086
면역원	인간 Smad1(NP_005891.1)의 아미노산 20-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15797
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스팩