


Anti Wb, If/Icc, Elisa용 Smad1/Smad5/Smad9 토끼 다클로날 항체 - Q15797/Q99717/O15198

품목 번호: CM0024699



소개

Smad1/Smad5/Smad9에 대한 토끼 다클로날 항체로, 사람 및 마우스 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. BMP 신호 전달 연구, 배아 발생 및 세포 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Smad1/Smad5/Smad9 Rabbit pAb
비고/별칭	Smad1/Smad5/Smad9
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	4086/4090/4093
유전자 ID	4086/4090/4093
면역원	합성 펩타이드 사람 Smad1/Smad5/Smad9(NP_005891.1)의 아미노산 19-125 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q15797/Q99717/O15198
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)