


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Smad2 토끼 다클론 항체 (Ko 검증됨) - Q15796

품목 번호: CM0025803



소개

인간 Smad2에 대한 KO 검증된 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. TGF-beta 신호 전달 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	[KO 검증됨] Smad2 토끼 pAb
비고/별칭	JV18; LDS6; CHTD8; MADH2; MADR2; JV18-1; hMAD-2; hSMAD2; d2
종	인간
유전자 ID (인간)	4087
유전자 ID	4087
면역원	인간 Smad2 (NP_005892.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15796
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스팩