


웨스턴 블롯(Wb), 면역침전(Ip), 염색질 면역침전(Chip), Elisa용 Anti-Smad2/Smad3 Rabbit Monoclonal Antibody - Q15796 / P84022

품목 번호: CM0011255



소개

KO 검증된 anti-SMAD2/SMAD3 rabbit monoclonal antibody로 웨스턴 블롯, 면역침전, 염색질 면역침전, ELISA에 사용됩니다. 인간, 쥐, 래트와 반응합니다. TGF-beta/activin 신호 전달 매개체 SMAD2/SMAD3을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] SMAD2/SMAD3 Rabbit mAb
비고/별칭	CHTD8; JV18; JV18-1; LDS6; MADH2; MADR2; hMAD-2; hSMAD2; HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; hMAD-3; hSMAD3; mad3
종	인간
GeneID (인간)	4087/4088
GeneID	4087/4088
면역원	인간 SMAD2/SMAD3 (NP_005892.1)의 아미노산 198-298에 해당하는 합성 펩타이드.
원산지	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IP, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15796/P84022
단백질 분자량	25-52 kDa
배송	아이스백