


## Anti-Smad2/Smad3 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q15796/P84022

품목 번호: CM0019884



### 소개

SMAD2/SMAD3에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 쥐, 랫트 SMAD2/SMAD3를 검출합니다. TGF-베타 신호 전달 연구 및 암 연구에 높은 특이성을 제공합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | SMAD2/SMAD3 Rabbit pAb                                                      |
| 비고/별칭                    | HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; SMAD2/SMAD3                  |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                                   |
| GeneID (사람)              | 4087/4088                                                                   |
| GeneID                   | 4087/4088                                                                   |
| 면역원(Immunogen)           | 합성 펩타이드 사람 SMAD2/SMAD3SMAD3 (NP_005893.1)의 아미노산 150-270 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                                  |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                             |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                    |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)                                                |
| SWISS                    | Q15796/P84022                                                               |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 48kDa/52kDa/25kDa/35kDa/43kDa                                               |
| 배송(Shipping)             | 아이스 백(Ice bag)                                                              |