


Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 Anti-Smad3 (Ko 검증) 단클론 항체 - P84022

품목 번호: CM0006476



소개

인간 Smad3 (P84022)를 표적으로 하는 고품질성 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블랏, 면역침전, 면역조직화학 및 ELISA에서 KO 검증되었습니다. TGF- β 매개 전사 및 연골 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증] Smad3 토끼 mAb
비고/별칭	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
종	인간
유전자 ID (인간)	4088
면역원	인간 Smad3 (NP_005893.1)의 아미노산 119-219에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P84022
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백