


Anti-Smad3 토끼 단클론 항체 (Ko 검증 완료), Wb·ihc-P·elisa용 - P84022

품목 번호: CM0007349



소개

인간 Smad3를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 Smad3를 검출하며 TGF- β 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	[KO 검증 완료] Smad3 토끼 mAb
비고/별칭	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
종	인간
GeneID (인간)	4088
GeneID	4088
면역원	합성 펩타이드 인간 Smad3 (NP_005893.1)의 아미노산 100-200 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P84022
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스백